

1814 X1 OXY REMOVER

SANITEC®
igiene sicură



DESCRIERE	Soluție de pretratare pentru pete oxidabile pe bază de oxigen activ
CARACTERISTICI	Foarte eficient pe petele oxidabile cum ar fi cele de ceai, cafea, vin, sânge, fructe, iarbă, înghețată, roșii, mușgai etc. Reduce uzura și contribuie la prelungirea duratei de viață a rufelor evitând spălările continue Sigur pe rufe albe și colorate
MOD DE UTILIZARE ȘI DOZARE	Produsul este gata de utilizare. Aplicați produsul direct pe pată și lăsați să acționeze timp de 5 până la maximum 15 minute. Dacă este necesar, frecați produsul pe pată cu o perie. Udați pata cu apă rece, apoi puneți în mașina de spălat și alegeți programul de spălare folosit în mod obișnuit pentru tipul de țesătură pretrată.
SPECIFICAȚII	Aspect: Lichid Transparent Incolor pH: 4,0 +/- 0,5 Greutate specifică [g/ml]: 1,030 +/- 0,020 Datele de mai sus sunt valori tipice de producție și nu constituie o specificație.
COMPATIBILITATEA PRODUSULUI	Dacă aveți îndoieli, înainte de utilizare testați compatibilitatea pe o mică porțiune ascunsă.
PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE ȘI DEPOZITARE	Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstrați în recipientele originale. Evitați temperaturile extreme și expunerea la soare. Pentru mai multe informații privind utilizarea și eliminarea, consultați fișa cu date de securitate.
CERTIFICARE / CONFORMITATE	Agenții tensioactivi conținuți sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare.
COMPOZIȚIE CHIMICĂ	Pentru mai multe informații privind ingredientele produsului, consultați fișa cu date de securitate.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1814	EAN	8054633830604		
	Pcs x Box	6	Volume L	0,5	Fl. Oz.	16,91
	Box x Layer	26	Peso Kg	0,515	Oz.	18,17
	Box x Pit	130				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021